

# FILTRI



PRODOTTO		DATI TECNICI		COMPONENTI PRESENTI									
CODICE	DESCRIZIONE	L TOT. [cm]	CONFEZIONI [pezzi/cartone]	LL/F	Perforatore senza vaschetta	Vaschetta con perforatore	Clamp	Clemmer a rullo	Regolatore di flusso rotante	Punto di infusione	Raccordo in polisoprene	Rubinetto a tre vie	Terminale LL/M
2000051	Filtro pediatrico 0,2 micron con tubo 3,5x5,5	5	350	✓									✓
2000194	Set con filtrino da 1,2 micron	190	200			✓		✓		✓			✓
2000185	Set per infusione taxolo con filtro in linea da 1,2 micron	180	200	✓	✓		✓	✓					✓
2000353	Set con filtrino da 0,2 micron	160	200			✓		✓		✓			✓
2000379	Prolunga con filtrino da 1,2 micron	35	250	✓									✓
2000214	Set con filtrino da 1,2 micron	160				✓		✓					✓