

PROLUNGHE



PRODOTTO		DATI TECNICI		COMPONENTI PRESENTI									
CODICE	DESCRIZIONE	L TOT. [cm]	CONFEZIONI [pezzi/cartone]	LL/F	Perforatore senza vaschetta	Vaschetta con perforatore	Clamp	Clemmer a rullo	Regolatore di flusso rotante	Punto di infusione	Raccordo in polisoprene	Rubinetto a tre vie	Terminale LL/M
2000167	Tubo 1x2	200	500	✓									✓
2000160	Tubo 1,5x3	100		✓									✓ rotante
2000162	Tubo 1x2,5 tubo in triplex	100		✓									✓ girevole
2000164	Tubo 2,5x4,1 tubo in triplex	100		✓									✓
2000165	Tubo 1x2	15		✓									✓
2000175	Raccordo con punto di infusione a y	40	100	✓						✓			✓
2000263	Tubo 1x2	100	500	✓									✓
2000265	Raccordo per filtri da dialisi con due attacchi Femmina	240	500										/
2000329	Prolunga 3,5x5,5	8	500	2✓									/
2000385	Raccordo a Y a 2 vie	20	150	2✓					2✓				✓
2000072	Set di connessione con doppio cono luer tubo 3x4,1	15	500								✓		/
2000084	Rubinetto 3 vie + Tubo 2x4,1	100	400	2✓								✓	✓
2000142	Prolunga tubo 3x4,1	100	100	✓									✓
2000094	Rubinetto 3 vie + Tubo 2.5x4,1	150	300	2✓								✓	✓
2000059	Tubo 2,5x4,1	5	500	2✓									/
2000121	Tubo 1x2,5	200	50	✓									✓ rotante
2000132	Tubo 1,5x3	200	400	✓									✓ rotante
2000009	Tubo 2,5x4,1	150	400	✓									✓
2000016	Tubo 4,8x6,8	10	500	✓									✓
2000017	Tubo 4,8x6,8 con raccordo Hansen	20	200										✓