

SET INFUSIONE



PRODOTTO		DATI TECNICI		COMPONENTI PRESENTI									
CODICE	DESCRIZIONE	L TOT. [cm]	CONFEZIONI [pezzi/cartone]	LL/F	Perforatore senza vaschetta	Vaschetta con perforatore	Clamp	Clemmer a rullo	Regolatore di flusso rotante	Punto di infusione	Raccordo in polisoprene	Rubinetto a tre vie	Terminale LL/M
2000001	Tubo 3 x 4,1 mm	230	250			✓		✓		✓		✓	✓
2000019	Tubo 3 x 4,1 mm	150	150			✓		✓		✓			✓
2000213	3x4,1 terminale in polisoprene	50	250			✓					✓		
2000060	Idoneo per cateterismo vescicale	250	100		2✓			✓					
2000064	Set a T	170	250	✓		✓		✓					✓
2000066	Urologico con vaschetta da 30 mm a doppia via terminale conico.	90	50		2✓			✓					conico
2000087	terminale luer	170	200			✓		✓			✓		solo luer
2000187	Deflussore con microgoccia	150	250			✓		✓		✓			✓
2000198	Deflussore schermato per farmaci fotosensibili	150	150			✓		✓					✓
2000199	Deflussore per enterale	150	150		✓	✓ vaschetta		✓					conico
2000211	Set per infusione con terminale solo luer	150	250			✓		✓		✓			solo luer
2000312	Set per pompa compatibile 74 ShA	225				✓		✓		✓		✓	✓ rotante
2000427	2 vie ambrato	170	75		✓		✓	✓				✓	✓ girevole
2000433	5 vie ambrato	220	50		✓		✓	✓				✓	✓ girevole
2000435	Per pompa infusionale, 2 vie con terminale minitulipe	15	100		✓		✓						
2000360	Set infusione con rubinetto tre vie	240		✓		✓		✓		✓	✓		