

DISPOSITIVI SPECIALI



PRODOTTO		DATI TECNICI		COMPONENTI PRESENTI									
CODICE	DESCRIZIONE	L TOT. [cm]	CONFEZIONI [pezzi/cartone]	LL/F	Perforatore senza vaschetta	Vaschetta con perforatore	Clamp	Clemmer a rullo	Regolatore di flusso rotante	Punto di infusione	Raccordo in polisoprene	Rubinetto a tre vie	Terminale LL/M
2000100	Dispositivo di monitoraggio composto da adattatore a 4 vie LLF e una LLM + prolunga 1,5x4 da 5 com con LLM e LLF												
2000206	Linea per dialisi peritoneale	160	200		2✓		✓	✓		2✓.v			2 solo luer
2000235	Accessorio per chemioterapia, perforatore e prolunga	30	250		✓					✓			✓
2000408	Urinometro pediatrico completo di sacca da 2 litri	40	25				2✓			✓			cono
2000412	Breathing set		1										
2000141	Tubo di aspirazione con raccordi conici 7x10	200	50										
2000155	Perforatore per sacca con set a due vie	60	250		✓		✓						2✓
2000184	Set di riempimento universale con due punti di infusione dotati di valvola di non ritorno e terminale con membrana perforabile.	25	100		✓		✓			2✓.v			
2000313	Set per petscan II con tubo spiralato												